


TANA DOS 3

Leistung:

Stationäre Dosierhilfe für ein, zwei oder drei Produkte zur Erstellung von Gebrauchslösungen.

Anschluß:

- Gerät mit beiliegenden Schrauben und Dübeln sicher an der Wand befestigen.
- Wasseranschluß an der rechten Gehäuseseite über den blauen Druckschlauch (1) mit dem nächstgelegenen Wasseranschluß (2) verbinden.
- Ausgewählte Dosierdüse seitlich auf das schwarze Anschlußstück (3) stecken und den dünnen Ansaugschlauch aufstecken.
- Gewicht sowie blaues Fußventil am anderen Ende anbringen und in Flasche oder Kanister hängen.
- Dicken Abfüllschlauch im unteren Bereich des Gerätes am gelben Auslaufstutzen (4) befestigen und das andere Ende in Eimer, Wanne oder Tank einhängen (5).
- Bei Bedarf können die Schläuche auf die benötige Länge gekürzt werden.



Best.Nr.: 4202

T TANA DOS 3

Dosierung:

Dosierdüse entsprechend der gewünschten Konzentration auswählen:

Dünnflüssige Produkte (z.B.: SR 13, TAWIP, AZ 70): gelbe Düse: 1,0%; lila Düse: 0,5%; rosa Düse: 0,25%.

Produkte mit höherer Viskosität (z.B. ALL PUR-POSE CLEANER N°1, BR 75, TASONIL ultra fresh): orange Düse: 0,5%; grüne Düse: 1,0%.

Anwendung:

Wasserhahn aufdrehen. Durch Drücken des grünen Dosierknopfes wird die gewünschte Menge in der zuvor gewählten Konzentration ausgebracht. Knopf so lange halten, bis die gewünschte Menge an Reinigungslösung erstellt ist.

Nach Gebrauch die Schläuche völlig restentleeren und in regelmäßigen Abständen reinigen bzw. desinfizieren.

Bei Nichtnutzung den Wasseranschluß zudrehen. Bei Bedarf ist ein Umbau zur Flaschenbefüllung (4 I/Min.) möglich.

Technische Daten:

• Konzentration: 0,25% - 20%

• Durchflußmenge: 14 I/Min.

• Empfohlener Fließdruck: 2-4 bar

Max. Betriebsdruck: 6 barMax. Ansaughöhe: 2 m



