

Tork Liegenabdeckung Advanced



Artikel	125250
Rollenlänge	50 m
System	C1 – Medirollen System
Rollenbreite	50 cm
Rollendurchmesser	13.2 cm
Blattanzahl	132
Blattlänge	37.8 cm
Hülsendurchmesser	3.7 cm
Lagen	2
Bedruckt	Nein
Farbe	Weiß

Schützen Sie Ihre Patientenliege mit der praktischen Tork Einweg-Liegenabdeckung Advanced. Die perforierte Liegenabdeckung sorgt für ein hohes Hygieneniveau im Gesundheitswesen. Die Rollen passen in den Tork Spender für Liegenabdeckungen.

www.tork.at

Widerstandsfähiger und komfortabler dank zwei Lagen

Die Perforierung sorgt für einfaches Abreißen und kontrollierten Verbrauch

Transportdaten			
	Verbrauchseinheit	Transporteinheit	Palette
EAN	7322540117288	7322540117295	7322540282931
Stücke	1	9	216
Verbrauchseinheit	-	9	216
Höhe	500 mm	524 mm	2246 mm
Breite	131 mm	407 mm	800 mm
Länge	131 mm	407 mm	1200 mm
Menge	8.6 dm ³	86.8 dm ³	2.1 m ³
Nettogewicht	850 g	7.7 kg	183.6 kg
Bruttogewicht	916 g	8.9 kg	212.4 kg
Verpackungsmaterial	Kunststoff	Karton	-

Wählen Sie einen Spender



129184

Alternative Produkte



125149

Kontakt

Essity Austria GmbH
Storchengasse 1
1150 Wien

Tel.: +43 (0) 8 10-22 00 84
Mo-Do 8:00-17:00 Uhr | Fr 8:00-15:00 Uhr

Fax: +43 (0) 8 00-22 00 84
E-Mail: torkmaster@essity.com
GLN: 9011111000026